

Airsim Advance Combo Traci

Ref.: E9850



» El entrenador de alta fidelidad para vía aérea más completo del mercado

Permite manejo de vía aérea y manejo de la vía aérea quirúrgica mediante cricotirotomía y traqueotomía. Opcionalmente permite adquirir el árbol bronquial para broncoscopia.

Incluye la vía aérea de alta fidelidad AirSim de una sola pieza, obtenida a partir de TAC humanos, con rasgos internos realistas, correctos anatómicamente y visualmente exactos.

AirSim se ajusta a los diferentes dispositivos supraglóticos disponibles, incluyendo mascarilla laríngea (clásica, Fastrach y Proseal), tubo laríngeo, Cobra PLA, Xpress y tiene la capacidad única de inserción de tubos traqueales de doble luz.

Dispone de paso nasal correcto, y posibilidad de crear un edema de lengua para incrementar la dificultad de la vía aérea, así como opción de rotura de dientes para simular los efectos de la mala práctica en laringoscopia. Además, AirSim es el único entrenador que permite incrementar la dificultad de la vía aérea hasta el grado 4 de Cormack.

Ideal para el entrenamiento en:

- Intubación con fibrobroncoscopio
- Intubación traqueal y nasotraqueal
- Video y laringoscopia estándar incluyendo la maniobra de Sellick
- Cricotirotomía
- Traqueotomía
- Broncoscopia (opcional)

Especificaciones técnicas

- Cartílago laríngeo anatómicamente correcto
- Anillos traqueales palpables
- Fácil identificación de la escotadura esternal
- Piel de cuello con posibilidad de añadir tejido graso subcutáneo

Versiones:

Ref.	Descripción
E9850	AirSim Advance Combo Traci
E9851	AirSim Advance Combo Traci con rotura de dientes
E9852	AirSim Advance Combo Traci con árbol bronquial
E9853	AirSim Advance Combo Traci con rotura dientes y árbol bronquial

Consumibles:

Ref.	Descripción
TT100	Laringe Traci reemplazable
E9800	Piel del repuesto para reemplazable (en paquetes de 5)
E9812	Cinta para sellar la tráquea